

# Kids Electric Toothbrush

Art.no 34-4128-1     Model PSA-1827B  
34-4128-2

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

## Safety

- Only use the provided accessories.
- This toothbrush is only intended to be used for the purposes described in this manual.
- This toothbrush must not be immersed in water. If this should occur, thoroughly dry the batteries and the battery compartment.
- This toothbrush is not intended for children under 6 years old. Children using this toothbrush should be closely supervised.
- Keep this toothbrush away from hot surfaces.
- Do not use the toothbrush if it has been damaged.
- Do not disassemble or modify the product by yourself. Repairs should only be carried out by a qualified tradesman.
- Never let children play with the batteries.
- Never try to charge non-rechargeable batteries.
- If the batteries start to leak, take them out of the toothbrush immediately. Avoid contact with eyes and skin.

## Product description

Kids Electric Toothbrush with 2 brush heads and a 2-minute hourglass.

## Inserting the batteries

1. Remove the battery cover on the bottom by pulling it away from the handle.
2. Remove the old batteries.

3. Insert new AA/LR6 batteries. Note the polarity markings on the battery cover.
4. Replace the cover.

### Note:

Always change both batteries at the same time. Never mix old and new batteries. If the toothbrush is not to be used for an extended period, remove the batteries to avoid any possible risk of leakage.

## Use

- This electric toothbrush is intended for use by children over the age of six.
- Do not press too hard or scrub, simply let the brush do all the work.

## Changing the brush head

1. Twist the brush head anticlockwise and remove it from the handle.
2. Replace the brush head by twisting it clockwise.

## Care and maintenance

Rinse the brush head in running water.

## Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your local authority.

## Specifications

Battery: 2 x AA/LR6 (not included)

## GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit [www.clasohlson.co.uk](http://www.clasohlson.co.uk) and click on customer service.

**clas  
ohlson**

# Eltandborste Kids

Art.nr 34-4128-1 Modell PSA-1827B  
34-4128-2

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

- Använd endast medföljande tillbehör.
- Apparaten är endast avsedd för syftet som uppges i instruktionsmanualen.
- Apparaten får inte sänkas ned i vatten. Om detta skulle råka hända, se till att torka batterifacket och batterierna ordentligt.
- Apparaten är inte avsedd för barn under 6 år. Ha uppsikt över barn när de använder apparaten.
- Håll apparaten på avstånd från heta ytor.
- Använd inte apparaten om den är skadad.
- Demontera aldrig produkten på egen hand. Service får endast utföras av kvalificerad yrkesman.
- Låt aldrig barn leka med batterierna.
- Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier.
- Om batterierna skulle läcka, ta genast ur dem från apparaten. Undvik kontakt med ögon och hud.

## Produktbeskrivning

Eltandborste Kids med 2 stycken borsthuvuden och ett timglas för 2 minuter.

## Sätt i batterierna

1. Ta bort locket på undersidan genom att dra det från apparaten.
2. Ta ur de använda batterierna.
3. Sätt i de nya batterierna av typ, AA/LR6 i batterifacket. Se till att polariteten överrensstämmer med skylten i locket.
4. Sätt tillbaka locket.

## Observera:

Byt båda batterierna samtidigt. Blanda aldrig gamla och nya batterier. Om inte apparaten ska användas under en längre tid, ta ur batterierna för att förhindra läckage.

## Användning

- Eltandborsten är avsedd för barn från 6 år.
- Använd inte starkt tryck när du borstar tänderna.

## Byte av borsthuvud

1. Vrid borsthuvudet moturs och ta sedan bort det från handtaget.
2. Sätt tillbaka genom att vrida medurs.

## Skötsel och underhåll

Skölj borsthuvudet under rinnande vatten.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

Batteri: 2 x AA/LR6 (medföljer ej)

# Eltannbørste Kids

Art.nr. 34-4128-1      Modell PSA-1827B  
34-4128-2

Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet

- Bruk kun det medfølgende utstyret.
- Innretningen skal kun brukes til formål som er beskrevet i brukermalen.
- Produktet skal ikke senkes ned i vann. Dersom dette skulle skje, tørk av batteriholderen og batteriene.
- Produktet er ikke beregnet for barn under 6 år! Barn som bruker innretningen må holdes under oppsikt.
- Hold produktet unna varme flater.
- Bruk ikke produktet dersom det er skadet.
- Produktet må ikke demonteres av ukvalifiserte. Reparasjoner må kun utføres av kvalifiserte personer.
- La aldri barn leke med produktet.
- Prøv aldri å lade ikke-oppladbare batterier.
- Hvis batteriet lekker må det umiddelbart fjernes fra tannbørsten. Unngå kontakt med hud og øyne.

## Produktbeskrivelse

Eltannbørste Kids med 2 stk. børstehoder (medfølger) og et timeglass for 2 minutter.

## Sette i batteriene

1. Lokket på undersiden fjernes ved at det trekkes bort fra tannbørsten.
2. Fjern de brukte batteriene.
3. Plasser de nye batteriene av typen AA/LR6 i batteriholderen. Påse at polariteten stemmer overens med skiltingen i lokket.
4. Sett lokket på plass igjen.

### Obs.:

Skift alltid begge batteriene samtidig. Bland aldri nye og gamle batterier. Ta batteriene ut av batteriholderen dersom apparatet ikke skal brukes på en stund.

## Bruk

- Eltannbørsten er beregnet for barn fra 6 år.
- Bruk ikke sterkt trykk når du børster tennene.

## Skifte av børstehode

1. Drei børstehodet moturs og trekk det vekk fra håndtaket.
2. Sett det på plass ved å dreie medurs.

## Stell og vedlikehold

Skyll børstehodet under rennende vann.

## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Spesifikasjoner

Batteri: 2 stk. AA/LR6-batterier (medfølger ikke)

NORGE

kundesenter tel. 23 21 40 00, fax 23 21 40 80  
e-post kundesenter@clasohlson.no, internett www.clasohlson.no

clas  
ohlson

# Sähköhammasharja Kids

Tuotenumero 34-4128-1    Malli PSA-1827B  
34-4128-2

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säästä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuva- virheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus

- Käytä ainoastaan mukana tulleita tarvikkeita.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan käyttöohjeessa kuvattua käyttöä varten.
- Laitetta ei saa upottaa veteen. Jos laite joutuu veteen, kuivaa paristolokero ja paristot kunnolla.
- Ei sovellu alle 6-vuotiaille lapsille. Lapset saavat käyttää laitetta aikuisen valvonnassa.
- Älä sijoita laitetta kuumille pinnoille.
- Älä käytä laitetta, jos se on vioittunut.
- Älä pura laitetta. Laitteen saa korjata ainoastaan valtuutettu henkilö.
- Älä anna lasten leikkiä paristoilla.
- Älä yritä ladata ei-ladattavia paristoja.
- Jos paristot vuotavat, poista ne heti laitteesta. Vältä kosketusta silmien tai ihon kanssa.

## Tuotekuvaus

Sähköhammasharja Kids, jossa 2 harjapäätä ja 2 minuutin tiimalasi.

## Paristojen asennus

1. Poista paristolokeron kansi laitteen pohjasta vetämällä.
2. Poista käytetyt paristot.
3. Asenna uudet paristot (AA/LR6) paristolokeroon. Varmista, että paristojen napaisuus vastaa paristolokeron kannen merkintöjä.
4. Sulje kansi.

### Huom.!

Vaihda paristot samanaikaisesti. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Jos et käytä laitetta vähään aikaan, poista paristot, niin vältät mahdolliset paristovuodot.

## Käyttö

- Sähköhammasharja on tarkoitettu yli 6-vuotiaille lapsille.
- Älä paina harjalla kovaa, kun harjaat hampaita.

## Harjapään vaihto

1. Irrota harjapää laitteesta kiertämällä vastapäivään.
2. Aseta uusi harjapää kiertämällä sitä myötäpäivään.

## Huolto ja ylläpito

Huuhtele harjapää juoksevan veden alla.

## Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

## Tekniset tiedot

Paristot 2 x AA/LR6 (myydään erikseen)