

CAPERE

44-9569



LIGHT THERAPY
MASK

Soft light therapy mask

Art. no. 44-9569

Model G82


Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services (see address details on the back).

Safety

- This product is intended for use on the face only.
- The product is not intended for use as a medical treatment.
- The product must not be used by children under the age of 12.
- The product can be used by children aged between 13 and 18 under the supervision of an adult.
- Never use the product in the bathroom or in other damp environments. Never immerse the product in water or other liquid.
- Never use the product if it is not functioning correctly or is damaged in any way. Do not use the product if you have dropped it on the floor or if it has fallen into water or other liquid.
- Never stand or sit on the product.
- Never put the product close to a heat source, such as a cooker, woodburning stove, oven or open fire.
- Never cover the product while it is in use.
- Never try to open the housing or repair or modify the product in any way.
- **Risk for eye damage.** Do not look directly at the LEDs.

- The product is not suitable for use by anyone who has any of the following conditions or who matches any of the following descriptions:
 - Silicone allergy
 - Heart disease
 - Mental illness
 - Abnormal blood pressure
 - Sunburnt skin
 - Keloid scars
 - Oversensitivity to light
 - Discolouration and contact dermatitis
 - Infectious diseases
 - Immunological diseases
 - Diabetes
 - Melanomas on the face
 - Abnormal wound healing
 - Malignant tumours
 - People who are taking medication, cancer patients, especially with skin cancer or precancerous moles
 - People who have had botox injections in the face within the last three months
 - Pregnant women, breastfeeding women and other sensitive people
 - Patients with capillaries caused by long-term use of steroid hormone medications or by liver dysfunction
- If you have permanent or temporary fillers in the area that will be covered, consult a doctor before using the product.
- If you are undergoing hospital treatment, consult a doctor before using the product.
- A certain amount of redness can occur during the treatment. This is normal and should disappear within 1–2 hours. If you feel a burning sensation or other discomfort during the treatment, stop the treatment immediately.

Product description



- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Light therapy mask | 5. Control box |
| 2. Strap | 6. USB-C input port |
| 3. Eye cups for light protection | 7. Multi-function button |
| 4. USB-A to USB-C cable | 8. Indicator |
| | 9. USB-A output port |

Charging

Charge the product fully before using it for the first time.

1. Connect a USB cable to the USB-C port (6) on the control box and to a suitable USB charger.
2. The LED indicator (8) will pulse green while the battery is charging. When the battery is fully charged, the LED will show a steady green light.
3. The LED will flash red when the battery needs charging.

Photosensitivity test:

Note You should carry out a photosensitivity test before using the product for the first time:

Switch the product on and put it on the inside of your forearm. Leave it there for 10 minutes. If any type of redness or rash appears, we advise against using the product, as your skin is probably extra sensitive. Consult a skin specialist before continuing to use the product.

Using the product

Note The product must only be used with the control box provided. The product will be unsafe if you use it in any other way.

Before using the product for the first time: Attach the strap to the light therapy mask, fit the eye shells in the mask's eye holes and connect the mask's USB-A port to the USB-A output port on the control box.

1. Cleanse your face. Skincare products or makeup can contain ingredients that have a negative reaction to light.

2. Put the mask on your face and fasten the strap with Velcro fastener. Adjust the mask so that it fits firmly but comfortably. **Note:** Make sure that the eye cups fit snugly around your eyes. If they do not, keep your eyes closed during treatment.
3. Press and hold the multi-function button (7) for 3 seconds to start the mask. The mask starts with multicoloured light.
4. Press the multi-function button repeatedly to toggle between the following light settings:
Multicoloured light (850 nm) → Red light (660 nm) → Blue light (415 nm) → Yellow light (585 nm) ↺
5. The mask has a timer function that switches it off automatically after 10 minutes. To switch off the mask manually, press and hold the multi-function button for 3 seconds.
6. You can follow your usual skincare routine after a treatment. **Note** A certain amount of redness can occur during treatment. This is normal and should disappear within 1–2 hours.

Cleaning and maintenance

- Wipe the mask with a soft, slightly damp cloth. Never use solvents, abrasive cleaners or corrosive chemicals. Be careful not to damage the light panel or silicone surface.
- Never immerse the mask in water or rinse it under a tap. It is not waterproof.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste.

This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way.



To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.

Specifications

Input	5 V DC/2 A
Charging port	USB-C
Charging cable	USB-A – USB-C
Battery	3000 mAh Li-po
Charging time	approx 2 h
Battery life	4–5 uses of 10 minutes each
Wavelength	Multi: 850 nm Red: 660 nm Blue: 415 nm Yellow: 585 nm
Dimensions	311 × 217 × 5 mm
Weight	225 g

Mjuk ljusterapimask

Art.nr 44-9569

Modell G82


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för användning i ansiktet.
- Produkten är inte avsedd som ett redskap för medicinsk behandling.
- Produkten får inte användas av barn under 12 år.
- Produkten kan användas av barn mellan 13-18 år under vuxens uppsyn.
- Använd aldrig produkten i badrummet eller i andra fuktiga miljöer. Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Använd aldrig produkten om den fungerar onormalt eller om den på något sätt är skadad. Använd den heller inte om du har tappat den i golvet eller om den fallit ner i vatten eller annan vätska.
- Stå eller sitt aldrig på produkten.
- Placera aldrig produkten nära en värmekälla som t.ex. spis, kamin, ugn, öppen eld eller annan värmekälla.
- Täck aldrig över produkten vid användning.
- Försök aldrig öppna höljet, reparera eller modifiera produkten på något sätt.
- **Risk för ögonskador!** Titta aldrig direkt in i ljuskällan.

- Produkten bör inte användas av personer som passar någon av följande beskrivningar:
 - Silikonallergi
 - Hjärtsjukdomar
 - Mental ohälsa
 - Onormalt blodtryck
 - Solskadad hud
 - Keloidärr
 - Överkänslighet mot ljus
 - Missfärgningar och kontaktdermatit
 - Infektionssjukdomar
 - Immunologiska sjukdomar
 - Diabetiker
 - Melanos i ansiktet
 - Patienter med onormal sårläkning
 - Patienter med maligna tumörer
 - Personer som tar mediciner, cancerpatienter, särskilt hudcancer eller precancerösa födelsemärken
 - Personer som har fått botulinumtoxininjektioner i ansiktet under de senaste tre månaderna
 - Gravida kvinnor, ammande kvinnor och andra känsliga personer
 - Patienter med kapillärer orsakade av långvarig användning av steroidhormonläkemedel eller på grund av leverdysfunktion
- Om det finns permanenta eller tillfälliga fillers i användningsområdet, konsultera en läkare före användning.
- Om du är under sjukhusbehandling, konsultera din läkare före användning.
- Viss rodnad kan uppstå under behandlingen, detta är normalt och bör försvinna inom 1-2 timmar. Om en brännande känsla eller annat obehag uppstår under behandlingen, avsluta behandlingen omedelbart.

Produktbeskrivning



1. Ljusmask
2. Fästremmar
3. Ögonmussla för ljusavskärming
4. USB-A till USB-C kabel

5. Kontrollbox
6. USB-C ingång
7. Multifunktionsknapp
8. LED-indikator
9. USB-A utgång

Laddning

Ladda produkten fullt innan första användning.

1. Anslut en USB-kabel till USB-C ingången (6) på kontrollboxen och sedan till en passande USB-laddare.
2. LED-indikatorn (8) pulserar grönt medan laddning pågår. När laddningen är slutförd lyser LED-indikatorn med ett fast grönt sken.
3. När produkten behöver laddas blinkar LED-indikatorn rött.

Fotosensitivitetstest

Obs! Innan produkten används för första gången bör ett fotosensitivitetstest göras:

Placera produkten på insidan av underarmen och låt den vara på i 10 minuter. Om någon typ av rodnad eller klåda uppstår avråds det från att använda produkten då din hud troligtvis är extra känslig. Konsultera en hudläkare innan fortsatt användning.

Användning

Obs! Produkten får endast användas med den medföljande kontrollboxen. All övrig användning gör produkten osäker.

Före första användning: Sätt fast fästremmarna på ljusmasken, montera ögonmusslorna i maskens ögonhål och anslut maskens USB-A anslutning till USB-A utgången på kontrollboxen.

1. Rengör ansiktet. Hudvårdsprodukter eller smink kan innehålla ingredienser som reagerar med ljuset på ett negativt sätt.

2. Placera ljusmasken på ansiktet och lås fästremmarna med kardborren. Justera så att masken sitter fast men bekvämt. **Obs!** Var noga med att ögonmusslorna sluter tätt runt ögonen. Om de inte gör det, håll ögonen stängda under behandlingen.
3. Håll in multifunktionsknappen (7) i 3 sekunder för att starta masken. Den startar med multifärgat ljus.
4. Tryck upprepade gånger på multifunktionsknappen för att välja ljus enligt följande:
Multifärgat ljus (850 nm) → Rött ljus (660 nm) → Blått ljus (415 nm) → Gult ljus (585 nm) ↻
5. Masken har en timer funktion som stänger av den automatiskt efter 10 minuter. För att stänga av masken manuellt, håll in multifunktionsknappen i 3 sekunder.
6. Efter avslutad behandling kan din vanliga hudvårdsrutin utföras. **Obs!** En viss rodnad kan uppstå under behandlingen, detta är normalt och bör försvinna inom 1-2 timmar.

Skötsel och underhåll

- Torka av masken med en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd aldrig lösningsmedel, slipande rengöringsmedel eller frätande kemikalier. Var uppmärksam så att du inte skadar ljuspanelen eller silikonytan.
- Sänk inte ner masken i vatten eller spola den under kran, den är inte vattentät.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsam-

mans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Input	5 V DC / 2 A
Laddningång	USB-C
Laddkabel	USB-A – USB-C
Batteri	3000 mAh Li-po
Laddtid	ca 2 tim
Batteritid	4 – 5 användningar á 10 min
Våglängd	Multi: 850 nm Rött: 660 nm Blått: 415 nm Gult: 585 nm
Mått	311 × 217 × 5 mm
Vikt	225 g

Myk lysterapimaske

Art. nr. 44-9569

Modell G82


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt (se kontaktopplysninger på baksiden).

Sikkerhet

- Produktet er kun beregnet for bruk i ansiktet.
- Produktet er ikke beregnet som et hjelpemiddel til medisinsk behandling.
- Produktet skal ikke brukes av barn under 12 år.
- Produktet kan brukes av barn mellom 13 og 18 år under tilsyn av voksne.
- Produktet må ikke brukes på badet eller i andre fuktige omgivelser. Senk aldri produktet ned i vann eller annen væske.
- Produktet må ikke brukes hvis det på noen måte er skadet eller fungerer unormalt. Bruk det heller ikke dersom du har mistet det i gulvet eller om det har falt ned i vann eller annen væske.
- Stå eller sitt aldri på produktet.
- Plasser aldri produktet nær en varmekilde som f.eks. komfyr, varmeovn eller åpen ild.
- Produktet må ikke tildekkes ved bruk.
- Dekselet må ikke åpnes. Man må heller ikke reparere eller modifisere produktet.
- **Fare for øyenskader!** Se aldri direkte inn mot lyskilden.

- Produktet bør ikke brukes av personer som passer noen av de følgende beskrivelsene:
 - Silikonallergi
 - Hjertesykdom
 - Mental uhelse
 - Unormalt blodtrykk
 - Solskadet hud
 - Keloidarr
 - Overfølsomhet mot lys
 - Misfarging og kontakteksem
 - Infeksjonssykdommer
 - Immunologiske sykdommer
 - Diabetes
 - Melanom i ansiktet
 - Pasienter med unormal sårheling
 - Pasienter med maligne tumorer
 - Personer som tar medisiner, kreftpasienter (spesielt ved hudkreft) eller den som har fødselsmerker
 - Personer som har fått botoxinjeksjoner i ansiktet i løpet av de seneste tre månedene
 - Gravide eller ammende kvinner og andre følsomme personer
 - Pasienter med utvidede kapillarer forårsaket av langvarig bruk av steroidholdige medisiner eller på grunn av leverfunksjonssvikt
- Hvis det finnes permanente eller midlertidige fillere i bruksområdet, kontakt lege før bruk.
- Hvis du er under medisinsk behandling, kontakt legen din før bruk.
- Noe rødhet kan oppstå under behandlingen. Dette er normalt og bør forsvinne innen 1–2 timer. Hvis brennende følelse eller annet ubehag oppstår under behandlingen, avbryt behandlingen umiddelbart.

Produktbeskrivelse



- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Lysmaske | 5. Kontrollboks |
| 2. Festeremmer | 6. USB-C-port |
| 3. Lysskjermende
øyebeskytter | 7. Multifunksjonsknapp |
| 4. USB-A- til USB-C-kabel | 8. LED-indikator |
| | 9. USB-A-utgang |

Lading

Lad batteriet helt fullt før første gangs bruk.

1. Koble en USB-kabel til USB-C-inngangen (6) på kontrollboksen og deretter til en passende USB-lader.
2. LED-indikatoren (8) pulserer grønt mens produktet lades. Når ladingen er fullført, lyser LED-indikatoren med et fast grønt lys.
3. Når produktet må lades, blinker LED-indikatoren rødt.

Fotosensitivitetstest

Obs! Før produktet brukes for første gang, bør du utføre en lysfølsomhetstest:

Plasser produktet på innsiden av underarmen og la det være på i 10 minutter. Hvis rødhet eller kløe oppstår, bør du unngå bruk da huden din sannsynligvis er ekstra sensitiv. Kontakt hudlege før videre bruk.

Bruk

Obs! Produktet må kun brukes sammen med den medfølgende kontrollboksen. All annen bruk gjør produktet utrygt.

Før første gangs bruk: Fest stroppene til lysterapimasken, monter øyebeskytterne i øyeåpningene på masken og koble maskens USB-A-plugg til USB-A-utgangen på kontrollboksen.

1. Vask ansiktet. Hudpleieprodukter eller sminke kan inneholde ingredienser som reagerer negativt med lyset.

2. Plasser masken på ansiktet og fest stroppene med borrelåsene. Juster til den sitter skikkelig, men komfortabelt. **Obs!** Pass på at øyebeskytterne sitter tett rundt øynene. Hvis de ikke gjør det, hold øynene lukket under behandlingen.
3. Hold inne multifunksjonsknappen (7) i 3 sekunder for å slå på masken. Den starter med flerfarget lys.
4. Trykk gjentatte ganger på multifunksjonsknappen for å velge lys i følgende rekkefølge:
Flerfarget lys (850 nm) → Rødt lys (660 nm) → Blått lys (415 nm) → Gult lys (585 nm) ➤
5. Masken har en timerfunksjon som slår den av automatisk etter 10 minutter. For å slå masken av manuelt, hold inne multifunksjonsknappen i 3 sekunder.
6. Etter behandlingen kan du fortsette med din vanlige hudpleierutine. **Obs!** Noe rødhet kan oppstå under behandlingen. Dette er normalt og bør forsvinne innen 1–2 timer.

Vedlikehold

- Tørk av masken med en myk, lett fuktig klut. Bruk aldri løsemidler, slipende rengjøringsmidler eller etsende kjemikalier. Vær forsiktig så du ikke skader lyspanelet eller silikonoverflaten.
- Ikke senk masken i vann eller skyll den under springen. Den er ikke vanntett.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Input	5 V DC / 2 A
Ladeinngang	USB-C
Ladekabel	USB-A – USB-C
Batteri	3000 mAh Li-po
Ladetid	ca 2 timer
Batteritid	4–5 bruk à 10 minutter
Bølgelengde	Multi: 850 nm Rødt: 660 nm Blått: 415 nm Gult: 585 nm
Mål	311 × 217 × 5 mm
Vekt	225 g

Pehmeä valohoitomaski

Tuotenro 44-9569

Malli G82


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kasvoilla.
- Laitetta ei ole tarkoitettu tarkoitettu lääketieteelliseen käyttöön.
- Laite ei sovellu alle 12-vuotiaille lapsille.
- Laitetta voivat käyttää 13-18-vuotiaat henkilöt aikuisen valvonnassa.
- Älä käytä laitetta kylpyhuoneessa tai muissa kosteissa tiloissa. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä laitetta, jos se ei toimi oikealla tavalla tai jos se on vaurioitunut. Älä käytä laitetta myöskään silloin, jos se on pudonnut lattialle tai veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä seiso tai istu laitteen päällä.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten liedon, kamiinan, uunin tai avotulen, lähelle.
- Älä peitä laitetta käytön aikana.
- Älä avaa laitteen koteloja tai korjaa tai muuta laitetta millään tavalla.
- **Silmävammavaara!** Älä katso suoraan lamppuun.

- Laitetta ei tulisi käyttää henkilöiden, joilla on joku seuraavista:
 - Silikoniallergia
 - Sydänsairaus
 - Psyykkinen sairaus
 - Epänormaali verenpaine
 - Auringon vaurioittama iho
 - Keloidi
 - Valoyliherkkyys
 - Värimuutokset ja kosketushottuma
 - Infektiosairaudet
 - Immunologinen sairaus
 - Diabetes
 - Melanoosi kasvoissa
 - Potilaat, joilla on epänormaali haavan paraneminen
 - Potilaat, joilla on pahalaatuisia kasvaimia
 - Lääkkeitä käyttävät henkilöt, syöpäpotilaat, erityisesti ihosyöpä tai esisyöpäiset luomet
 - Henkilöt, jotka ovat saaneet botuliinitoksiinipistoksia kasvoihin viimeisen kolmen kuukauden aikana
 - Raskaana olevat naiset, imettävät naiset ja muut herkäät henkilöt
 - Potilaat, joilla on kapillaareja pitkäaikaisen steroidi-hormonilääkkeiden käytön tai maksan toimintahäiriön seurauksena
- Jos käyttöalueella on pysyviä tai tilapäisiä täyteaineita, ota yhteyttä lääkäriin ennen käyttöä.
- Keskustele laitteen käytöstä lääkärin kanssa, jos olet sairaalahoidossa.
- Hoitoalueella voi esiintyä lievää punoitusta käsittelyn aikana, tämä on normaalia ja sen tulisi hävitä 1–2 tunnin kuluessa. Jos hoidon aikana ilmenee polttava tunne tai muuta epä mukavuutta, keskeytä hoito välittömästi.

Tuotekuvaus



- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Valomaski | 5. Ohjausyksikkö |
| 2. Kiinnityshihnat | 6. USB-C-liitäntä |
| 3. Silmäsuojat valon
rajaamiseen | 7. Monitoimipainike |
| 4. USB-A-USB-C-kaapeli | 8. LED-merkkivalo |
| | 9. USB-A-lähtö |

Lataaminen

Lataa laitteen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Liitä USB-kaapeli ohjausyksikön USB-C-liitäntään (6) ja sopivaan USB-laturiin.
2. LED-merkkivalo (8) sykkii vihreänä latauksen aikana. Kun lataus on valmis, LED-merkkivalo palaa kiinteällä vihreällä valolla.
3. LED-merkkivalo vilkkuu punaisena, kun laite tulee ladata.

Valoherkkyystesti

Huom.! Tee valoherkkyystesti ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

Aseta laite kyynärvarren sisäpuolelle ja anna vaikuttaa 10 minuutin ajan. Jos ilmenee minkäänlaista punoitusta tai kutinaa, laitteen käyttöä ei suositella, sillä ihosi on todennäköisesti erityisen herkkä. Keskustele laitteen käytöstä lääkärin kanssa ennen laitteen käyttämistä uudelleen.

Käyttö

Huom.! Laitetta saa käyttää vain mukana tulevan ohjausyksikön kanssa. Kaikki muu käyttö tekee laitteesta turvattoman.

Ennen ensimmäistä käyttöä: Kiinnitä kiinnityshihnat valomaskiin, aseta silmäsuojat maskin silmäaukkoihin ja liitä maskin USB-A-liitäntä ohjausyksikön USB-A-ulostuloon.

1. Puhdista kasvat. Ihonhoitotuotteet tai meikki voivat sisältää ainesosia, jotka reagoivat valon kanssa haitallisella tavalla.

2. Aseta valomaski kasvoille ja kiinnitä kiinnitysnauhat tarrahauihojen avulla. Säädä niin, että maski istuu hyvin.
Huom.! Varmista, että silmäsuojat sulkeutuvat tiiviisti silmien ympärille. Jos ne eivät sulkeudu, pidä silmät kiinni hoidon aikana.
3. Käynnistä maski painamalla monitoimipainiketta (7) noin kolmen sekunnin ajan. Valo syttyy monivärisenä.
4. Paina monitoimipainiketta useita kertoja valitaksesi valon seuraavassa järjestyksessä:
Monivärinen valo (850 nm) → Punainen valo (660 nm) → Sininen valo (415 nm) → Keltainen valo (585 nm) ↻
5. Maskissa on ajastintoiminto, joka sammuttaa sen automaattisesti 10 minuutin kuluttua. Jos haluat sammuttaa maskin manuaalisesti, pidä monitoimipainiketta painettuna 3 sekuntia.
6. Hoidon jälkeen voit jatkaa tavallista ihonhoitorutiiniasi.
Huom.! Hoitoalueella voi esiintyä lievää punoitusta käsittelyn aikana, tämä on normaalia ja sen tulisi hävitä 1–2 tunnin kuluessa.

Hoito ja kunnossapito

- Pyyhi maski pehmeällä, hieman kostutetulla liinalla. Älä koskaan käytä liuottimia, hankaavia puhdistusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja. Ole varovainen, ettet vahingoita valopaneelia tai silikonipintaa.
- Älä upota maskia veteen äläkä huuhtelee sitä hanan alla – se ei ole vedenpitävä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Tulo	5 V DC / 2 A
Latausliitäntä	USB-C
Latauskaapeli	USB-A – USB-C
Akku	3000 mAh Li-po
Latausaika	noin 2 tuntia
Akun kesto	4–5 käyttökertaa à 10 minuuttia
Aallonpituus	Monikaistainen: 850 nm Punainen: 660 nm Sininen: 415 nm Keltainen: 585 nm
Mitat	311 × 217 × 5 mm
Paino	225 g

CAPER

SVERIGE

Kundtjänst	0247/445 00
	kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

Kundesenter	23 21 40 00
	kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

Asiakaspalvelu	020 111 2222
	asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI