

Massager with heat treatment

Art. no. 44-9672 Model FE-7111

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- The product must not be used by people who are not sensitive to heat or by other very vulnerable people who cannot react to overheating (for example diabetics, people with skin changes caused by medical conditions, people with scars in the treatment area or people who have taken medication or drunk alcohol).
- The product can be used by children aged 8 and over and by people with any form of disability or with a lack of experience and knowledge which could put their safety at risk, provided that they have been given instruction in using the product safely and understand the potential risks. Never let children play with the product. Children must not be allowed to clean or maintain the product unless they are being supervised by an adult.
- Never let children play with the product.
- This product is intended for private domestic use.
- Do not use the product when it is folded or rolled up.
- **Warning:** Do not use the product near baths, showers, washbasins or other containers that hold water or other liquids.
- Consult a doctor if you have a pacemaker or a skin disease or have similar symptoms.
- Never use the product if it is damaged in any way or not working normally.
- The product must only be plugged into to a **5V min. 1A** power source.
- Do not cover the product.
- Do not use the product with other heat sources, such as hot water bottles, heated cushions or similar items.
- Check the product regularly for any signs of wear and tear or damage. If the product is damaged, it must not be used.
- This product is not intended for medical use in hospitals.

Symbols



Keep the product away from sharp objects.



The product must not be used on children under the age of 3.



Do not wash. The product must not be washed.



Do not tumble dry. The product must not be tumble-dried.



Do not iron. The product must not be put through a mangle or ironed.



Do not dry clean. The product must not be dry cleaned.
Do not bleach. Do not use bleach on the product.

Cleaning and maintenance

Note Let the product cool down completely before storing it away or cleaning it.


Storage

- Store the product in a dry, dust-free place out of the reach of children if you are not going to use it for a long time.
- Do not put anything on top of the product while it is in storage.

Cleaning

The product will usually only need to be aired, but if it is stained, you can wipe the outside with a damp cloth. Use only a mild detergent. Never use solvents or corrosive chemicals.

Product description



- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. USB-C input port | 6. Heat mode indicator light |
| 2. Massage | 7. Massage mode indicator light |
| 3. + Increase intensity | 8. - Reduce intensity |
| 4. Heat | 9. Battery status indicator |
| 5. Lock/On/Off | |

Charging the product









Note Charge the product fully before using it for the first time.

1. Connect a USB-C cable to the input port (1) and to a suitable USB charger.
2. The battery status indicator changes while the battery is charging. The battery status is indicated by the number of static bars. Three static bars means that the battery is fully charged.







Using the product

Heat

1. Press  to switch the product on. Press  once more to lock the buttons. The display turns off. Press  a third time to unlock the buttons. Press and hold  for 2 seconds to switch the product off.
2. Press  to switch on heat mode. The product starts on the lowest heat. The heat mode indicator light (6) comes on and the display shows **45** (meaning 45°C). After 3 seconds, the display returns to showing the timer.
3. Press  again to switch to medium heat. The display shows **50** (meaning 50°C) for 3 seconds and then returns to showing the timer.
4. Press  again to switch to high heat. The display shows **55** (meaning 55°C) for 3 seconds and then returns to showing the timer.
5. If you press  a fourth time, heat mode switches off, but the product itself does not. The heat mode indicator light (6) goes out.
6. The product has an integrated timer that switches off the heat after 15 minutes.

Massage

1. Press  to switch on the massage function. The product starts in massage mode 1. The massage mode indicator light (7) comes on and **L1** appears on the display. The display returns to showing the timer after 3 seconds.
 - Press **+** or **-** to increase or reduce the intensity.
2. Press  again to switch to massage mode 2. The display shows **L2** for 3 seconds and then returns to showing the timer.
 - Press **+** or **-** to increase or reduce the intensity.
3. Press  again to switch to massage mode 3. The display shows **L3** for 3 seconds and then returns to showing the timer.
 - Press **+** or **-** to increase or reduce the intensity.
4. If you press  a fourth time, massage mode switches off, but the product itself does not. The massage mode indicator light (7) goes out.
5. The product has an integrated timer that switches off the massage function after 15 minutes.

Disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Charger	USB-C, 5V min. 1A
Power	5 W
Heat mode	3
Massage mode	3
Timer	15 minutes

Multimassage med värme

Art.nr 44-9672 Modell FE-7111

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkten får inte användas av värmeokänsliga eller andra mycket skyddsbehövande personer, eftersom dessa inte kan reagera på överhettning (till exempel diabetiker, personer med sjukdomsframkallade hudförändringar, personer med ärr i behandlingsområdet eller personer som har tagit läkemedel eller druckit alkohol).
- Produkten får användas av barn från 8 år och av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma. Låt aldrig barn leka med produkten. Rengöring och skötsel får inte utföras av barn utan vuxens närvaro.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Produkten är avsedd för privat bruk i hemmet.
- Använd inte produkten när den är hopvikt eller hoprullad.
- **Varning:** Använd inte produkten i närheten av badkar, dusch, bassäng eller annan behållare som innehåller vatten eller annan vätska.
- Rådgör med läkare om du har pacemaker, hudsjukdom eller liknande symptom.
- Använd aldrig produkten om den på något sätt är skadad eller fungerar onormalt.
- Produkten får endast anslutas till ett strömkälla med **5 V, min 1 A**.
- Täck inte över produkten.
- Använd inte produkten tillsammans med andra värmekällor som t.ex. värmeflaskor, värmekuddar eller liknande.
- Undersök produkten regelbundet för att upptäcka eventuella tecken på slitage eller skador. Om produkten på något sätt är skadad får den inte användas.
- Produkten är inte avsedd för medicinsk användning på sjukhus.

Symboler



Håll produkten på avstånd från vassa föremål.



Produkten får inte användas av barn under 3 år.



Tål ej tvätt - Produkten får inte tvättas



Tål ej torktumling - Produkten får inte torktumlas



Tål ej strykning - Får ej manglas eller strykas



Ej kemtvätt - Tål ej kemtvätt



Tål ej blekmedel - Blekmedel får ej användas

Skötsel och underhåll

Obs! Låt produkten svalna helt innan den ska förvaras eller rengöras.


Förvaring

- Förvara produkten torr och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.
- Placera inte föremål ovanpå produkten under förvaringen.

Rengöring

Produkten behöver oftast bara vädras men vid fläckar kan du rengöra utsidan med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Produktbeskrivning



1. USB-C ingång
2. ☄ Massage
3. + Stega uppåt
4. ☄ Värme
5. 🗑 På/Av/Lås

6. Värmelägesindikator
7. Massagelägesindikator
8. - Stega nedåt
9. Batteristatusindikator

Laddning









Obs! Ladda produkten fullt innan första användning.

1. Anslut en USB-C kabel till ingången (1) och till en passande USB-laddare.
2. Batteristatusindikatorn vandrar under laddning och visar status med antal statiska staplar. Tre statiska staplar betyder att batteriet är fulladdat.







Användning

Värme

1. Tryck på  för att slå på produkten. Tryck ytterligare en gång på  för att låsa knapparna. Displayen slocknar. Tryck en tredje gång på  för att låsa upp knapparna. Håll in  i 2 sekunder för att stänga av produkten.
2. Tryck på  slå på värmeläget. Produkten startar på lägsta värme, värmelägesindikatorn (6) tänds och displayen visar **45** (indikerar 45 °C). Displayen växlar till timervisning efter 3 sekunder.
3. Tryck en gång till på  för att växla till medelvärme. Displayen visar **50** (indikerar 50 °C) i 3 sekunder och växlar sedan till timervisning.
4. Tryck ytterligare en gång på  för att växla till högsta värme. Displayen visar **55** (indikerar 55 °C) i 3 sekunder och växlar sedan till timervisning.
5. Ett fjärde tryck på  stänger av värmeläget, men inte produkten. Värmelägesindikatorn (6) slocknar.
6. Produkten har en inbyggd timer som stänger av värmen efter 15 min.

Massage

1. Tryck på  för att slå på massagefunktionen. Produkten startar med massageläge 1, massagelägesindikatorn (7) tänds och displayen visar **L1**. Displayen växlar till timervisning efter 3 sekunder.
 - Tryck på **+** eller **-** för att öka eller minska intensiteten.
2. Tryck en gång till på  för att växla till massageläge 2, displayen visar **L2** i 3 sekunder och växlar sedan till timervisning.
 - Tryck på **+** eller **-** för att öka eller minska intensiteten.
3. Tryck en gång till på  för att växla till massageläge 3, displayen visar **L3** i 3 sekunder och växlar sedan till timervisning.
 - Tryck på **+** eller **-** för att öka eller minska intensiteten.
4. Ett fjärde tryck på  stänger av massageläget, men inte produkten. Massagelägesindikatorn (7) slocknar.
5. Produkten har en inbyggd timer som stänger av massagefunktionen efter 15 min.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Laddare	USB-C, 5 V, min 1 A
Effekt	5 W
Värmelägen	3
Massagelägen	3
Timer	15 min

Multimassasjeapparat med varme

Art. nr. 44-9672 Modell FE-7111

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet skal ikke brukes av personer som ikke er følsomme for varme eller som er sterkt pleietrengende, ettersom de ikke kan reagere på overoppheting. Dette omfatter bl.a. diabetikere, personer med sykdomsfremkalt hudforandringer eller arr i behandlingsområdet samt personer som har inntatt legemidler eller drikket alkohol.
- Produktet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med funksjonsnedsettelse eller manglende erfaring/kunnskap som kan påvirke sikkerheten, dersom de har fått opplæring om sikker bruk av produktet. Det er dog viktig at de forstår hvilke farer som vil kunne oppstå. La aldri barn leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn av en voksen.
- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet er kun beregnet for privat bruk i hjemmet.
- Ikke bruk produktet mens det er brettet eller rullet sammen.
- **Advarsel:** Bruk ikke produktet nær badekar, dusj, basseng eller andre beholdere som inneholder vann eller annen væske.
- Forhør deg med lege dersom du har pacemaker, hudsykdommer eller lignende symptomer.
- Bruk aldri produktet dersom det på noen måte er skadet eller fungerer unormalt.
- Produktet skal kun tilkobles en strømkilde med **5 V, minst 1 A**.
- Produktet må ikke tildekkes.
- Produktet må ikke brukes sammen med andre varmekilder som f.eks. varmeflasker, varmeputer eller lignende.
- Undersøk produktet regelmessig for tegn til skade eller slitasje. Hvis produktet på noe vis er skadet, skal det ikke brukes.
- Produktet er ikke beregnet for bruk på sykehus.

Symboler



Hold produktet på god avstand fra skarpe gjenstander.



Produktet skal ikke brukes av barn under 3 år.



Tåler ikke vask – Produktet må ikke vaskes



Tåler ikke tørketrommel – Produktet må ikke tørketromles



Tåler ikke stryking – Må ikke rulles eller strykes



Tåler ikke kjemisk rengjøring – Må ikke renses kjemisk



Tåler ikke blekemiddel – Blekemidler må ikke brukes

Vedlikehold

Obs! La produktet avkjøles helt før det lagres eller rengjøres.


Oppbevaring

- Når produktet ikke er i bruk, skal det lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn.
- Ikke plasser gjenstander oppå produktet under oppbevaring.

Rengjøring

Produktet trenger som regel bare å luftes, men ved flekker kan utsiden rengjøres med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Produktbeskrivelse



1. USB-C-port
2. Massasje
3. + Øk nivå
4. Varme
5. På/Av/Lås

6. Varmeindikator
7. Massasjeindikator
8. - Senk nivå
9. Batteristatusindikator

Opplading









Obs! Lad produktet helt fullt før første gangs bruk.

1. Koble en USB-C-kabel til inngangen (1) og til en passende USB-lader.
2. Batteristatusindikatoren beveger seg under lading og viser status med antall faste stolper. Tre faste stolper betyr at batteriet er fulladet.







Bruk

Varme

1. Trykk på  for å slå på produktet. Trykk én gang til på  for å låse knappene. Displayet slukkes. Trykk en tredje gang på  for å låse opp knappene. Hold  inne i 2 sekunder for å slå av produktet.
2. Trykk på  for å aktivere varmen. Produktet starter på laveste varme. Varmeindikatoren (6) tennes, og displayet viser **45** (som indikerer 45 °C). Displayet går over til timervisning etter 3 sekunder.
3. Trykk en gang til på  for å bytte til middels varme. Displayet viser **50** (som indikerer 50 °C) i 3 sekunder før det skifter til timervisning.
4. Trykk enda en gang på  for å bytte til høyeste varme. Displayet viser **55** (som indikerer 55 °C) i 3 sekunder før det skifter til timervisning.
5. Et fjerde trykk på  slår av varmen, men ikke produktet. Varmeindikatoren (6) slukkes.
6. Produktet har en innebygd timer som slår av varmen etter 15 minutter.

Massasje

1. Trykk på  for å aktivere massasjefunksjonen. Produktet starter i massasjemodus 1. Massasjeindikatoren (7) tennes, og displayet viser **L1**. Displayet går over til timervisning etter 3 sekunder.
 - Trykk på **+** eller **-** for å øke eller redusere intensiteten.
2. Trykk en gang til på  for å bytte til massasjemodus 2. Displayet viser **L2** i 3 sekunder før det skifter til timervisning.
 - Trykk på **+** eller **-** for å øke eller redusere intensiteten.
3. Trykk enda en gang på  for å bytte til massasjemodus 3. Displayet viser **L3** i 3 sekunder før det skifter til timervisning.
 - Trykk på **+** eller **-** for å øke eller redusere intensiteten.
4. Et fjerde trykk på  slår av massasjefunksjonen, men ikke produktet. Massasjeindikatoren (7) slukkes.
5. Produktet har en innebygd timer som slår av massasjefunksjonen etter 15 minutter.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Lader	USB-C, 5 V, minst 1 A
Effekt	5 W
Varmeinnstillinger	3
Massasjeinnstillinger	3
Timer	15 minutter

Monitoimihierontalaite lämmöllä

Tuotenro 44-9672 Malli FE-7111

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, jotka aistivat lämpöä heikosti tai joita tulee suojella kuumuudelta (esimerkiksi henkilöt, joilla on diabetes, sairautta aiheuttavia ihomuutoksia tai arpi käsiteltävällä alueella sekä lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaiset henkilöt).
- Yli 8-vuotiaat lapset, toimintarajoitteiset henkilöt ja henkilöt, joilla ei ole riittävästi laitteen turvalliseen käyttöön vaadittavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvalliseen käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät mahdolliset vaarat ja riskit. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Laite on tarkoitettu yksityiskäyttöön kotona.
- Älä käytä laitetta, kun se on viikattuna tai rullalla.
- Varoitus!** Älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun, uima-altaan tai muiden märkien kohteiden läheisyydessä.
- Keskustele laitteen käytöstä lääkärin kanssa, jos sinulla on sydämentahdistin, ihosairaus tai vastaava.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikealla tavalla.
- Laitteen saa liittää ainoastaan virtalähteeseen, joka on **5 V, väh. 1 A**.
- Älä peitä laitetta.
- Älä käytä laitetta yhdessä muiden lämmönlähteiden, kuten kuumavesipullojen, lämpötyynyjen tai vastaavien, kanssa.
- Tarkasta säännöllisesti, että laitteessa ei ole kulumia tai vaurioita. Älä käytä laitetta, jos se on vioittunut.
- Laite ei sovellu lääketieteelliseen käyttöön sairaaloissa.

Kuvakkeet



Pidä laite loitolla terävistä esineistä.



Laite ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.



Ei vesipesua – Laitetta ei saa pestä.



Ei rumpukuivausta – Laitetta ei saa rumpukuivata.



Ei silitystä – Laitetta ei saa silityä eikä mankeloida.



Ei kemiallista pesua – Laitetta ei saa pestä



kemiallisesti.

Ei valkaisuainetta – Valkaisuainetta ei saa käyttää.

Hoito ja kunnossapito

Huom.! Anna laitteen jäähtyä kokonaan, ennen säilytystä tai puhdistusta.


Säilytys

- Säilytä laitetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa, jos se on pitkään käyttämättä.
- Älä laita laitteen päälle muita esineitä säilytyksen aikana.

Puhdistus

Laitteelle riittää useimmiten pelkkä tuuletus, mutta tahrat voi puhdistaa kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Tuotekuvaus



- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. USB-C-liitäntä | 6. Lämpötilan merkkivalo |
| 2. 𐄂 Hieronta | 7. Hierontatilan merkkivalo |
| 3. + Siirry ylöspäin | 8. – Siirry alaspäin |
| 4. 𐄂 Lämpö | 9. Akun varaustason ilmaisin |
| 5. 𐄂 Päälle/Pois päältä/
Lukitus | |

Lataaminen









Huom.! Lataa laitteen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

- Liitä USB-C-kaapeli liitäntään (1) ja sopivaan USB-laturiin.
- Akun varaustason ilmaisin liikkuu latauksen aikana ja näyttää varaustason merkkivalojen mukaan. Kolme kiinteää merkkivaloa osoittavat, että akku on täynnä.







Käyttö

Lämpö

- Käynnistä laite painamalla . Lukitse painikkeet painamalla uudelleen . Näyttö sammuu. Avaa painikkeiden lukitus painamalla kolmannen kerran . Sammuta painamalla  2 sekunnin ajan.
- Aktivoi lämpöominaisuus painamalla . Laite käynnistyy matalimmalla lämmöllä, lämpötilan merkkivalo (6) syttyy ja näytöllä näkyy **45** (tarkoittaa 45 °C). Näyttö palaa ajastinajan näyttöön 3 sekunnin kuluttua.
- Paina uudelleen  siirtyäksesi keskilämpöön. Näytöllä näkyy **50** (tarkoittaa 50 °C) 3 sekunnin ajan, minkä jälkeen näkyy ajastusnäyttö.
- Paina vielä kerran  vaihtaaksesi korkeimpaan lämpötilaan. Näytöllä näkyy **55** (tarkoittaa 55 °C) 3 sekunnin ajan, minkä jälkeen näkyy ajastusnäyttö.
- Neljäs painallus  sammuttaa lämpötilan, mutta ei laitetta. Lämpötilan merkkivalo (6) sammuu.
- Laitteen ajastin sammuttaa lämmön 15 minuutin kuluttua.

Hieronta

- Käynnistä hierontatoiminto painamalla . Laite käynnistyy hierontatilalla 1, hierontatilan merkkivalo (7) syttyy ja näytöllä näkyy **L1**. Näyttö palaa ajastinajan näyttöön 3 sekunnin kuluttua.
 - Lisää tai vähennä voimakkuutta painamalla **+** tai **-**.
- Paina vielä kerran  vaihtaaksesi hierontatilaan 2, näytöllä näkyy **L2** 3 sekunnin ajan, minkä jälkeen näkyy ajastusnäyttö.
 - Lisää tai vähennä voimakkuutta painamalla **+** tai **-**.
- Paina vielä kerran  vaihtaaksesi hierontatilaan 3, näytöllä näkyy **L3** 3 sekunnin ajan, minkä jälkeen näkyy ajastusnäyttö.
 - Lisää tai vähennä voimakkuutta painamalla **+** tai **-**.
- Neljäs painallus  sammuttaa hierontatilan, mutta ei laitetta. Hierontatilan merkkivalo (7) sammuu.
- Laitteen ajastin sammuttaa hierontatilan 15 minuutin kuluttua.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Laturi	USB-C, 5 V, väh. 1 A
Teho	5 W
Lämpöasetukset	3
Hierontatilat	3
Ajastin	15 min