

CAPERRE

44-9568



LIGHT THERAPY
MASK

Hard light therapy mask

Art. no. 44-9568

Model HML-FM-21V1-7

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services (see address details on the back).


Safety

- This product is intended for use on the face only.
- The product is not intended for use as a medical treatment.
- The product must not be used by children under the age of 12.
- The product can be used by children aged between 13 and 18 under the supervision of an adult.
- Never use the product in the bathroom or in other damp environments. Never immerse the product in water or other liquid.
- Never use the product if it is not functioning correctly or is damaged in any way. Do not use the product if you have dropped it on the floor or if it has fallen into water or other liquid.
- Never stand or sit on the product.
- Never put the product close to a heat source, such as a hob, woodburning stove, oven or open fire.
- Never cover the product while it is in use.
- Never try to open the housing or repair or modify the product in any way.
- **Risk for eye damage.** Do not look directly at the LEDs.

ENGLISH

- The product is not suitable for use by anyone with any of the following conditions or who matches any of the following descriptions:
 - Silicone allergy
 - Heart disease
 - Mental illness
 - Abnormal blood pressure
 - Sunburnt skin
 - Keloid scars
 - Oversensitivity to light
 - Discolouration and contact dermatitis
 - Infectious diseases
 - Immunological diseases
 - Diabetes
 - Melanomas on the face
 - Abnormal wound healing
 - Malignant tumours
 - People who are taking medication, cancer patients, especially with skin cancer or precancerous moles
 - People who have had botox injections in the face within the last three months
 - Pregnant women, breastfeeding women and other sensitive people
 - Patients with capillaries caused by long-term use of steroid hormone medications or by liver dysfunction
- If you have permanent or temporary fillers in the area that will be covered, consult a doctor before using the product.
- If you are undergoing hospital treatment, consult a doctor before using the product.
- A certain amount of redness can occur during the treatment. This is normal and should disappear within 1–2 hours. If you feel a burning sensation or other discomfort during the treatment, stop the treatment immediately.

Product description



1. Light therapy mask
2. Multi-function button
3. LED indicator
4. Eye cups for light protection

5. USB-C input port
6. USB-A to USB-C cable
7. Strap

Charging

Charge the product fully before using it for the first time.

1. Connect a USB cable to the USB-C port (5) on the mask and to a suitable USB charger.
2. The LED indicator (3) lights up red while the product is charging. It changes to blue when the battery is fully charged.

Photosensitivity test

Note You should carry out a photosensitivity test before using the product for the first time:

Switch the product on and put it on the inside of your forearm. Leave it there for 10 minutes. If any type of redness or rash appears, we advise against using the product, as your skin is probably extra sensitive. Consult a skin specialist before continued use.

Using the product

Before using the product for the first time: Attach the strap to the light therapy mask.

1. Cleanse your face. Skincare products or makeup can contain ingredients that have a negative reaction to light.
2. Put the mask on your face and adjust the strap to make sure that it fits firmly but comfortably. **Note:** Make sure that the eye cups fit snugly around your eyes. If they do not, keep your eyes closed during treatment.
3. Press and hold the multi-function button (2) for 3 seconds to start the mask. It will start with red light.

4. Press the multi-function button repeatedly to toggle between 8 different light modes as follows:
Red light → Green light → Blue light → Red + blue light → → Red + green light → Green + blue light → Red + green + blue light → Alternating colours ↻
5. The mask has a timer function that switches it off automatically after 15 minutes. To switch off the mask manually, press and hold the multi-function button for 3 seconds.
6. You can follow your usual skincare routine after a treatment. **Note** A certain amount of redness can occur during treatment. This is normal and should disappear within 1–2 hours.

Cleaning and maintenance

- Clean the mask using a damp cloth. Never use solvents or corrosive chemicals.
- Disinfect the mask regularly to maintain good hygiene. Moisten a cloth with 70% isopropyl alcohol and wipe the inside of the mask. Pay extra attention to the eye cups and other crevices where bacteria can easily accumulate.
- Never immerse the mask in water or rinse it under a tap. It is not waterproof.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste.

This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way.



To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.

Specifications

Input	5 V DC/2 A
Charging port	USB-C
Charging cable	USB-A – USB-C
Battery	400 mAh
Charging time	approx 1,5 h
Battery life	Single coloured light approx 1,5 h Multi coloured light approx 45 min
Wavelength	Red: 630 nm (± 5 nm) Blue: 460 nm (± 5 nm) Green: 515 nm (± 5 nm) Red/Blue: 630 nm + 460 nm (± 5 nm) Red/Green: 630 nm + 515 nm (± 5 nm) Green/Blue: 515 nm + 460 nm (± 5 nm) Red/Green/Blue: 630 nm + 515 nm + 460 nm (± 5 nm)
Dimensions	232 × 188 × 135 mm
Weight	220 g

Hård ljusterapimask

Art.nr 44-9568

Modell HML-FM-21V1-7

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).


Säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för användning i ansiktet.
- Produkten är inte avsedd som ett redskap för medicinsk behandling.
- Produkten får inte användas av barn under 12 år.
- Produkten kan användas av barn mellan 13-18 år under vuxens uppsyn.
- Använd aldrig produkten i badrummet eller i andra fuktiga miljöer. Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Använd aldrig produkten om den fungerar onormalt eller om den på något sätt är skadad. Använd den heller inte om du har tappat den i golvet eller om den fallit ner i vatten eller annan vätska.
- Stå eller sitt aldrig på produkten.
- Placera aldrig produkten nära en värmekälla som t.ex. spis, kamin, ugn, öppen eld eller annan värmekälla.
- Täck aldrig över produkten vid användning.
- Försök aldrig öppna höljet, reparera eller modifiera produkten på något sätt.
- **Risk för ögonskador!** Titta aldrig direkt in i ljuskällan.

SVENSKA

- Produkten bör inte användas av personer som passar någon av följande beskrivningar:
 - Silikonallergi
 - Hjärtsjukdomar
 - Mental ohälsa
 - Onormalt blodtryck
 - Solskadad hud
 - Keloidärr
 - Överkänslighet mot ljus
 - Missfärgningar och kontaktdermatit
 - Infektionssjukdomar
 - Immunologiska sjukdomar
 - Diabetiker
 - Melanos i ansiktet
 - Patienter med onormal sårläkning
 - Patienter med maligna tumörer
 - Personer som tar mediciner, cancerpatienter, särskilt hudcancer eller precancerösa födelsemärken
 - Personer som har fått botulinumtoxininjektioner i ansiktet under de senaste tre månaderna
 - Gravida kvinnor, ammande kvinnor och andra känsliga personer
 - Patienter med kapillärer orsakade av långvarig användning av steroidhormonläkemedel eller på grund av leverdysfunktion
- Om det finns permanenta eller tillfälliga fillers i användningsområdet, konsultera en läkare före användning.
- Om du är under sjukhusbehandling, konsultera din läkare före användning.
- Viss rodnad kan uppstå under behandlingen, detta är normalt och bör försvinna inom 1-2 timmar. Om en brännande känsla eller annat obehag uppstår under behandlingen, avsluta behandlingen omedelbart.

Produktbeskrivning



1. Ljusmask
2. Multifunktionsknapp
3. LED-indikator
4. Ögonmusslor för ljusavskärming

5. USB-C ingång
6. USB-A till USB-C kabel
7. Fästrem

Laddning

Ladda produkten fullt innan första användning.

1. Anslut en USB-kabel till USB-C ingången (5) på masken och sedan till en passande USB-laddare.
2. LED-indikatorn (3) lyser rött medan laddning pågår. När laddningen är slutförd lyser LED-indikatorn blått.

Fotosensitivitetstest

Obs! Innan produkten används för första gången bör ett fotosensitivitetstest göras:

Placera produkten på insidan av underarmen och låt den vara på i 10 minuter. Om någon typ av rodnad eller klåda uppstår avråds det från att använda produkten då din hud troligtvis är extra känslig. Konsultera en hudläkare innan fortsatt användning.

Användning

Före första användning: Sätt fast fästremmen på ljusmasken.

1. Rengör ansiktet. Hudvårdsprodukter eller smink kan innehålla ingredienser som reagerar med ljuset på ett negativt sätt.
2. Placera ljusmasken på ansiktet och justera fästremmen så att masken sitter fast men bekvämt. **Obs!** Var noga med att ögonmusslorna sluter tätt runt ögonen. Om de inte gör det, håll ögonen stängda under behandlingen.
3. Håll in multifunktionsknappen (2) i 3 sekunder för att starta masken. Den startar med rött ljus.

4. Tryck upprepade gånger på multifunktionsknappen för att välja mellan 8 olika ljuslägen enligt följande:
Rött ljus → Grönt ljus → Blått ljus → Rött + Blått ljus → Rött + Grönt ljus → Grönt + Blått ljus → Rött + Grönt + Blått ljus → Färgväxlande ljus ↻
5. Masken har en timerfunktion som stänger av den automatiskt efter 15 minuter. För att stänga av masken manuellt, håll in multifunktionsknappen i 3 sekunder.
6. Efter avslutad behandling kan din vanliga hudvårdsrutin utföras. **Obs!** En viss rodnad kan uppstå under behandlingen, detta är normalt och bör försvinna inom 1-2 timmar.

Skötsel och underhåll

- Torka av masken med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Desinficera masken med jämna mellanrum för att bibehålla en god hygien. Fukta en trasa med 70% isopropopyl alkohol och torka insidan av masken. Var extra noga vid ögonmusslorna och andra skrymslen där bakterier lätt kan ansamlas.
- Sänk inte ner masken i vatten eller spola den under en kran, den är inte vattentät.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Input	5 V DC / 2 A
Laddingång	USB-C
Laddkabel	USB-A – USB-C
Batteri	400 mAh
Laddtid	ca 1,5 tim
Batteritid	Enfärgat ljus ca 1,5 tim Flerfärgat ljus ca 45 min
Våglängd	Rött: 630 nm (± 5 nm) Blått: 460 nm (± 5 nm) Grönt: 515 nm (± 5 nm) Rött/Blått: 630 nm + 460 nm (± 5 nm) Rött/Grönt: 630 nm + 515 nm (± 5 nm) Grönt/Blått: 515 nm + 460 nm (± 5 nm) Rött/Grönt/Blått: 630 nm + 515 nm + 460 nm (± 5 nm)
Mått	232 × 188 × 135 mm
Vikt	220 g

Hard lysterapimaske

Art. nr. 44-9568

Modell HML-FM-21V1-7


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt (se kontaktopplysninger på baksiden).

Sikkerhet

- Produktet er kun beregnet for bruk i ansiktet.
- Produktet er ikke beregnet som et hjelpemiddel til medisinsk behandling.
- Produktet skal ikke brukes av barn under 12 år.
- Produktet kan brukes av barn mellom 13 og 18 år under tilsyn av voksne.
- Produktet må ikke brukes på badet eller i andre fuktige omgivelser. Senk aldri produktet ned i vann eller annen væske.
- Produktet må ikke brukes hvis det på noen måte er skadet eller fungerer unormalt. Bruk det heller ikke dersom du har mistet det i gulvet eller om det har falt ned i vann eller annen væske.
- Stå eller sitt aldri på produktet.
- Plasser aldri produktet nær en varmekilde som f.eks. komfyr, varmeovn eller åpen ild.
- Produktet må ikke tildekkes ved bruk.
- Dekselet må ikke åpnes. Man må heller ikke reparere eller modifisere produktet.
- **Fare for øyenskader!** Se aldri direkte inn mot lyskilden.

- Produktet bør ikke brukes av personer som passer noen av de følgende beskrivelsene:
 - Silikonallergi
 - Hjertesykdom
 - Mental uhelse
 - Unormalt blodtrykk
 - Solskadet hud
 - Keloidarr
 - Overfølsomhet mot lys
 - Misfarging og kontaktseksem
 - Infeksjonssykdommer
 - Immunologiske sykdommer
 - Diabetes
 - Melanom i ansiktet
 - Pasienter med unormal sårheling
 - Pasienter med maligne tumorer
 - Personer som tar medisiner, kreftpasienter (spesielt ved hudkreft) eller den som har fødselsmerker
 - Personer som har fått botoxinjeksjoner i ansiktet i løpet av de seneste tre månedene
 - Gravide eller ammende kvinner og andre følsomme personer
 - Pasienter med utvidede kapillarer forårsaket av langvarig bruk av steroidholdige medisiner eller på grunn av leverfunksjonssvikt
- Hvis det finnes permanente eller midlertidige fillere i bruksområdet, kontakt lege før bruk.
- Hvis du er under medisinsk behandling, kontakt legen din før bruk.
- Noe rødhet kan oppstå under behandlingen. Dette er normalt og bør forsvinne innen 1–2 timer. Hvis en brennende følelse eller annet ubehag oppstår under behandlingen, avbryt behandlingen umiddelbart.

Produktbeskrivelse



1. Lysmaske
2. Multifunksjonsknapp
3. LED-indikator
4. Lysskjermende øyebeskyttere

5. USB-C-port
6. USB-A- til USB-C-kabel
7. Festerem

Lading

Lad batteriet helt fullt før første gangs bruk.

1. Koble en USB-kabel til USB-C-inngangen (5) på masken og deretter til en passende USB-lader.
2. LED-indikatoren (3) lyser rødt mens produktet lades. Når ladingen er ferdig, lyser LED-indikatoren blått.

Fotosensitivitetstest

Obs! Før produktet brukes for første gang, bør du utføre en lysfølsomhetstest:

Plasser produktet på innsiden av underarmen og la det være på i 10 minutter. Hvis rødhet eller kløe oppstår, bør du unngå bruk da huden din sannsynligvis er ekstra sensitiv. Kontakt hudlege før videre bruk.

Bruk

Før første gangs bruk: Fest stroppen til lysterapimasken.

1. Vask ansiktet. Hudpleieprodukter eller sminke kan inneholde ingredienser som reagerer negativt med lyset.
2. Plasser masken på ansiktet og juster stroppen slik at den sitter skikkelig, men komfortabelt. **Obs!** Pass på at øyebeskytterne sitter tett rundt øynene. Hvis de ikke gjør det, hold øynene lukket under behandlingen.
3. Hold inne multifunksjonsknappen (2) i 3 sekunder for å slå på masken. Den starter med rødt lys.

4. Trykk gjentatte ganger på multifunksjonsknappen for å velge mellom 8 ulike lys i følgende rekkefølge:
Rødt lys → Grønt lys → Blått lys → Rødt + blått lys → Rødt + grønt lys → Grønt + blått lys → Rødt + grønt + blått lys → Fargeskiftende lys ↻
5. Masken har en timerfunksjon som slår den av automatisk etter 15 minutter. For å slå masken av manuelt, hold inne multifunksjonsknappen i 3 sekunder.
6. Etter behandlingen kan du fortsette med din vanlige hudpleierutine. **Obs!** Noe rødhet kan oppstå under behandlingen. Dette er normalt og bør forsvinne innen 1–2 timer.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Desinfiser masken med jevne mellomrom for å opprettholde god hygiene. Fukt en klut med 70 % isopropylalkohol og tørk innsiden av masken. Vær ekstra nøye med øyemusklene og andre kroker og kroker hvor bakterier lett kan samle seg.
- Ikke senk masken i vann eller skyll den under springen. Den er ikke vanntett.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Input	5 V DC / 2 A
Ladeingang	USB-C
Ladekabel	USB-A – USB-C
Batteri	400 mAh
Ladetid	1,5 timer
Batteritid	Enkelfarge ca. 1,5 time Flerfarge ca. 45 minutter
Bølgelengde	Rødt: 630 nm (± 5 nm) Blått: 460 nm (± 5 nm) Grønt: 515 nm (± 5 nm) Rødt/Blått: 630 nm + 460 nm (± 5 nm) Rødt/Grønt: 630 nm + 515 nm (± 5 nm) Grønt/Blått: 515 nm + 460 nm (± 5 nm) Rødt/Grønt/Blått: 630 nm + 515 nm + 460 nm (± 5 nm)
Mål	232 × 188 × 135 mm
Vekt	220 g

Kova valohoitomaski

Tuotenro 44-9568

Malli HML-FM-21V1-7


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kasvoilla.
- Laitetta ei ole tarkoitettu tarkoitettu lääketieteelliseen käyttöön.
- Laite ei sovellu alle 12-vuotiaille lapsille.
- Laitetta voivat käyttää 13-18-vuotiaat henkilöt aikuisen valvonnassa.
- Älä käytä laitetta kylpyhuoneessa tai muissa kosteissa tiloissa. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä laitetta, jos se ei toimi oikealla tavalla tai jos se on vaurioitunut. Älä käytä laitetta myöskään silloin, jos se on pudonnut lattialle tai veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä seiso tai istu laitteen päällä.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten liedon, kamiinan, uunin tai avotulen, lähelle.
- Älä peitä laitetta käytön aikana.
- Älä avaa laitteen koteloita tai korjaa tai muuta laitetta *millään tavalla.
- **Silmävammavaara!** Älä katso suoraan lamppuun.

- Laitetta ei tulisi käyttää henkilöiden, joilla on joku seuraavista:
 - Silikoniallergia
 - Sydänsairaus
 - Psyykkinen sairaus
 - Epänormaali verenpaine
 - Auringon vaurioittama iho
 - Keloidi
 - Valoyliherkkyys
 - Värimuutokset ja kosketusihottuma
 - Infektiosairaudet
 - Immunologinen sairaus
 - Diabetes
 - Melanoosi kasvoissa
 - Potilaat, joilla on epänormaali haavan paraneminen
 - Potilaat, joilla on pahalaatuisia kasvaimia
 - Lääkkeitä käyttävät henkilöt, syöpäpotilaat, erityisesti ihosyöpä tai esisyöpäiset luomet
 - Henkilöt, jotka ovat saaneet botuliinitoksiinipistoksia kasvoihin viimeisen kolmen kuukauden aikana
 - Raskaana olevat naiset, imettävät naiset ja muut herkät henkilöt
 - Potilaat, joilla on kapillaareja pitkäaikaisen steroidihormonilääkkeiden käytön tai maksan toimintahäiriön seurauksena
- Jos käyttöalueella on pysyviä tai tilapäisiä täyteaineita, ota yhteyttä lääkäriin ennen käyttöä.
- Keskustele laitteen käytöstä lääkärin kanssa, jos olet sairaalahoidossa.
- Hoitoalueella voi esiintyä lievää punoitusta käsittelyn aikana, tämä on normaalia ja sen tulisi hävitä 1–2 tunnin kuluessa. Jos hoidon aikana ilmenee polttava tunne tai muuta epämukavuutta, keskeytä hoito välittömästi.

Tuotekuvaus



1. Valomaski
2. Monitoimipainike
3. LED-merkkivalo
4. Silmäsuojat valon rajaamiseen

5. USB-C-liitäntä
6. USB-A–USB-C-kaapeli
7. Kiinnityshihna

Lataaminen

Lataa laitteen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Liitä USB-kaapeli maskin USB-C-liitäntään (5) ja sopivaan USB-laturiin.
2. LED-merkkivalo (3) palaa punaisena latauksen aikana. Kun lataus on valmis, LED-merkkivalo palaa sinisenä.

Valoherkkyydesti

Huom.! Tee valoherkkyydesti ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

Aseta laite kyynärvarren sisäpuolelle ja anna vaikuttaa 10 minuutin ajan. Jos ilmenee minkäänlaista punoitusta tai kutinaa, laitteen käyttöä ei suositella, sillä ihosi on todennäköisesti erityisen herkkä. Keskustele laitteen käytöstä lääkärin kanssa ennen laitteen käyttämistä uudelleen.

Käyttö

Ennen ensimmäistä käyttöä: Kiinnitä kiinnitysnauha valomaskiin.

1. Puhdista kasvat. Ihonhoitotuotteet tai meikki voivat sisältää ainesosia, jotka reagoivat valon kanssa haitallisella tavalla.
2. Aseta valomaski kasvoille ja säädä kiinnitysnauha niin, että maski pysyy paikoillaan mutta tuntuu mukavalta.
Huom.! Varmista, että silmäsuojat sulkeutuvat tiiviisti silmien ympärille. Jos ne eivät sulkeudu, pidä silmät kiinni hoidon aikana.
3. Käynnistä maski painamalla monitoimipainiketta (2) noin kolmen sekunnin ajan. Valo syttyy punaisena.

4. Paina monitoimipainiketta toistuvasti valitaksesi kahdeksan eri valotilan välillä seuraavasti:
Punainen valo → Vihreä valo → Sininen valo → Punainen + Sininen valo → → Punainen + Vihreä valo → Vihreä + Sininen valo → Punainen + Vihreä + Sininen valo → Väriä vaihtava valo ↷
5. Maskissa on ajastintoiminto, joka sammuttaa sen automaattisesti 15 minuutin kuluttua. Jos haluat sammuttaa maskin manuaalisesti, pidä monitoimipainiketta painettuna 3 sekuntia.
6. Hoidon jälkeen voit jatkaa tavallista ihonhoitorutiiniasi.
Huom.! Hoitoalueella voi esiintyä lievää punoitusta käsittelyn aikana, tämä on normaalia ja sen tulisi hävitä 1–2 tunnin kuluessa.

Hoito ja kunnossapito

- Pyyhi maski kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Desinfioi naamio säännöllisesti hyvän hygienian ylläpitämiseksi. Kostuta kangas 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja pyyhi naamion sisäpuoli. Ole erityisen huolellinen silmäsuojusten ja muiden bakteerien helposti kertyvien kohtien suhteen.
- Älä upota maskia veteen äläkä huuhtelee sitä hanan alla – se ei ole vedenpitävä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Tulo	5 V DC / 2 A
Latausliitäntä	USB-C
Latauskaapeli	USB-A – USB-C
Akku	400 mAh
Latausaika	noin 1,5 tuntia
Akun kesto	Yksivärinen noin 1,5 tuntia Monivärinen noin 45 minuuttia
Aallonpituus	Punainen: 630 nm (± 5 nm) Sininen: 460 nm (± 5 nm) Vihreä: 515 nm (± 5 nm) Punainen/Sininen: 630 nm + 460 nm (± 5 nm) Punainen/Vihreä: 630 nm + 515 nm (± 5 nm) Vihreä/Sininen: 515 nm + 460 nm (± 5 nm) Punainen/Vihreä/Sininen: 630 nm + 515 nm + 460 nm (± 5 nm)
Mitat	232 × 188 × 135 mm
Paino	220 g

CAPERE

SVERIGE

Kundtjänst 0247/445 00
kundservice@clasohlson.se
Internet www.clasohlson.se
Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

Kundesenter 23 21 40 00
kundesenter@clasohlson.no
Internett www.clasohlson.no
Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum,
0105 OSLO

SUOMI

Asiakaspalvelu 020 111 2222
asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet www.clasohlson.fi
Osoite Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B,
00100 HELSINKI