Light therapy body brush

Art. no. 44-6904 Model HML-BS-WI6

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- The product is not intended for use as a medical treatment.
- The product must not be used by children under the age of 12.
- This appliance can be used by children aged from 13 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Adequate precautions must be taken to safeguard the user against the dangers of excessive exposure to visible and infra-red radiation.
- If unexpected side effects, such as itching, occur within 48 hours of the first session of using the appliance, medical advice should be sought prior to further exposure.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- Never use the product if it is malfunctioning or is damaged in any way. Do not use the product if you have dropped it on the floor. The appliance must not be used if the light panel or silicone surface is cracked, broken, or removed.
- Never stand or sit on the product.
- Never put the product close to a heat source, such as a cooker, woodburning stove, oven or open fire.
- Never cover the product while it is in use.
- Never try to open the housing or repair or modify the product in any way.
- **Risk for eye damage.** Do not look directly at the LEDs.
- The product is not suitable for use by anyone who has any of the following conditions or who matches any of the following descriptions:
  - Silicone allergy
  - Heart disease
  - Mental illness
  - Abnormal blood pressure
  - Sunburnt skin
  - Keloid scars
  - Oversensitivity to light
  - Discolouration and contact dermatitis
  - Infectious diseases
  - Immunological diseases
  - Diabetes
  - Melanomas on the face
  - Abnormal wound healing
  - Malignant tumours
  - People who are taking medication, cancer patients, especially with skin cancer or precancerous moles
  - People who have had botox injections in the face within the last three months
  - Pregnant; breastfeeding; and other sensitive people
  - Patients with capillaries caused by long-term use of steroid hormone medications or by liver dysfunction
- If you have permanent or temporary fillers in the area that will be covered, consult a doctor before using the product.
- If you are undergoing hospital treatment, consult a doctor before using the product.
- If you feel a burning sensation or other discomfort during the treatment, stop the treatment immediately.

Cleaning and maintenance

Rinse the brush under running water. Never use solvents, abrasive cleaners or corrosive chemicals. Be careful not to damage the light panel or silicone surface.


Simplified EU Declaration of Conformity

Clas Ohlson AB hereby declares that this type of radio equipment **HML-BS-WI6** complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website: www.clasohlson.com

Ver. 20260615

CAPERE

Product description



1. Lights
2. [O] On/Off/Light mode selector
3. LED indicator
4. USB C port
5. Charging stand

Charging

Charge the product fully before using it for the first time.

1. Connect a USB cable to the USB C port (4) on the charging stand and to a suitable USB charger.
2. Place the brush on the charging stand.
3. The LED indicator (3) shines with a red light while charging is in progress. When the battery is fully charged, the LED-indicator shines with a green light.
4. The LED indicator (3) will shine with a yellow light when the battery needs charging.

Photosensitivity test

Note You should carry out a photosensitivity test before using the product for the first time:

Switch the product on and put it on the inside of your forearm. Leave it there for 10 minutes. If any type of redness or rash appears, we advise against using the product, as your skin is probably extra sensitive. Consult a skin specialist before continuing to use the product.

Using the product

1. Hold [O] (2) for 2 seconds to start the brush. It starts with red light.
2. Press [O] repeatedly to toggle between the following modes:
   Red light (660 nm) → Blue light (450 nm) →
   Purple light (660 + 450 nm) → Purple light with vibration ↩
3. Hold [O] (2) for 2 seconds to turn the brush off.

Recommended Schedule of Exposure

Application Method: Apply the silicone brush surface directly onto the target skin area.

Max. Session Duration: Do not exceed 30 minutes per session.

Daily Frequency: This product is designed for daily care and can be used up to 2 times per day (e.g., morning and evening routines).

Responsible disposal



This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.

Specifications

Input	5 V DC/2 A
Frequency bands	110.8-141,8 kHz
Max. output power	-13.9 dBua/m @10m
Charging port	USB-C
Charging cable	USB-C – USB-C (included)
Battery	2000 mAh Li-po
Charging time	approx 4 h
Battery life	up to 2 h
IP rating	IP65
Wavelength	Red: 660 nm Blue: 450 nm Purple: 660 nm + 450 nm
Dimensions	Brush: Ø 120 mm h: 28 mm Charging stand: 86 × 85 × 73 mm
Weight	Brush: 188 g Charging stand: 57 g

Ver. 20260615

CAPERE

Kroppsborste med ljusterapi

Art.nr 44-6904 Modell HML-BS-WI6

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkten är inte avsedd som ett redskap för medicinsk behandling.
- Produkten får inte användas av barn under 12 år.
- Denna produkt får användas av barn från 13 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att de har fått vägledning eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Lämpliga försiktighetsåtgärder måste vidtas för att skydda användaren mot farorna med överdriven exponering för synligt och infrarött ljus.
- Om oväntade biverkningar, såsom klåda, uppstår inom 48 timmar efter den första behandlingen med apparaten, bör läkare konsulteras innan ytterligare exponering sker.
- Denna apparat innehåller batterier som endast får bytas ut av behörig personal.
- Denna apparat innehåller batterier som inte kan bytas ut.
- Använd aldrig produkten om den fungerar onormalt eller om den på något sätt är skadad. Använd den heller inte om du har tappat den i golvet. Produkten får inte användas om ljuspanelen eller silikonytan är sprucken, trasig eller borttagen.
- Stå eller sitt aldrig på produkten.
- Placera aldrig produkten nära en värmekälla som t.ex. spis, kamin, ugn, öppen eld eller annan värmekälla.
- Täck aldrig över produkten vid användning.
- Försök aldrig öppna höljet, reparera eller modifiera produkten på något sätt.
- **Risk för ögonskador!** Titta aldrig direkt in i ljuskällan.
- Produkten bör inte användas av personer som passar någon av följande beskrivningar:
  - Silikonallergi
  - Hjärtsjukdomar
  - Mental ohälsa
  - Onormalt blodtryck
  - Solskadad hud
  - Keloidärr
  - Överkänslighet mot ljus
  - Missfärgningar och kontaktdermatit
  - Infektionssjukdomar
  - Immunologiska sjukdomar
  - Diabetiker
  - Melanos i ansiktet
  - Patienter med onormal sårläkning
  - Patienter med maligna tumörer
  - Personer som tar mediciner, cancerpatienter, särskilt hudcancer eller precancerösa födelsemärken
  - Personer som har fått botulinumtoxininjektioner i ansiktet under de senaste tre månaderna
  - Gravida, ammande och andra känsliga personer
  - Patienter med kapillärer orsakade av långvarig användning av steroidhormonläkemedel eller på grund av leverdysfunktion
- Om det finns permanenta eller tillfälliga fillers i användningsområdet, konsultera en läkare före användning.
- Om du är under sjukhusbehandling, konsultera din läkare före användning.
- Om en brännande känsla eller annat obehag uppstår under behandligen, avsluta behandlingen omedelbart.

Skötsel och underhåll

Skölj av borsten under rinnande vatten. Använd aldrig lösningsmedel, slipande rengöringsmedel eller frätande kemikalier.
Var uppmärksam så att du inte skadar ljuspanelen eller silikonytan.

Förenklad EU-Försäkran om Överensstämmelse


Härmed försäkrar Clas Ohlson AB att denna typ av radioutrustning **HML-BS-WI6** överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.clasohlson.com

Ver. 20260615

Sverige • kundtjänst, tel. 0247/445 00
internet: www.clasohlson.se
e-post: kundservice@clasohlson.se
brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön

CAPERE

Produktbeskrivning



1. Ljuspunkter
2. [O] På/Av/Ljuslägesval
3. LED-indikator
4. USB-C ingång
5. Laddstativ

Laddning

Ladda produkten fullt innan första användning.

1. Anslut en USB-kabel till USB-C ingången på laddstativet (4) och sedan till en passande USB-laddare.
2. Placera borsten på laddtstativet.
3. LED-indikatorn (3) lyser rött medan laddning pågår och grönt när laddningen är slutförd.
4. När produkten behöver laddas lyser LED-indikatorn (3) gult.

Fotosensitivitetstest

Obs! Innan produkten används för första gången bör ett fotosensitivitetstest göras:

Placera produkten på insidan av underarmen och låt den vara på i 10 minuter. Om någon typ av rodnad eller klåda uppstår avråds det från att använda produkten då din hud troligtvis är extra känslig. Konsultera en hudläkare innan fortsatt användning.

Användning

1. Håll in [O] (2) i 2 sekunder för att starta borsten. Den startar med rött ljus.
2. Tryck upprepade gånger på [O] för att välja funktion enligt följande: **Rött ljus (660 nm) → Blått ljus (450 nm) → Lila ljus (660 + 450 nm) → Lila ljus med vibration** ↩
3. Håll in [O] (2) i 2 sekunder för att stänga av borsten.

Rekommenderat exponeringsschema

Användningsmetod: Applicera silikonborstens yta direkt på det aktuella hudområdet.

Max. behandlingstid: Överskrid inte 30 minuter per behandling.

Daglig frekvens: Denna produkt är avsedd för daglig vård och kan användas upp till 2 gånger per dag (t.ex. morgon- och kvällsrutin).

Avfallshantering



Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

Specifikationer

Input	5 V DC / 2 A
Frekvensband	110.8-141,8 kHz
Max. uteffekt	-13.9 dBua/m @10m
Laddingång	USB-C
Laddkabel	USB-C – USB-C (medföljer)
Batteri	2000 mAh Li-po
Laddtid	ca 4 tim
Batteritid	upp till 2 tim
Kapslingsklass	IP65
Våglängd	Rött: 660 nm
	Blått: 450 nm
	Lila: 660 nm + 450 nm
Mått	Borste: Ø 120 mm h: 28 mm
	Laddstativ: 86 × 85 × 73 mm
Vikt	Borste: 188 g
	Laddstativ: 57 g

Ver. 20260615

Sverige • kundtjänst, tel. 0247/445 00
internet: www.clasohlson.se
e-post: kundservice@clasohlson.se
brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön

CAPERE

Kroppsbørste med lysterapi

Art.nr 44-6904 Modell HML-BS-WI6

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt.

Sikkerhet

- Produktet er ikke beregnet som et hjelpemiddel til medisinsk behandling.
- Produktet skal ikke brukes av barn under 12 år.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 13 år og oppover samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de har fått veiledning eller instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår farene som er forbundet med det. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Det må treffes tilstrekkelige forholdsregler for å beskytte brukeren mot farene ved overdreven eksponering for synlig og infrarød stråling.
- Hvis uventede bivirkninger, som kløe, oppstår innen 48 timer etter den første behandlingen med apparatet, bør man oppsøke lege før videre eksponering.
- Dette produktet inneholder batterier som kun kan skiftes ut av fagpersonell.
- Dette produktet inneholder batterier som ikke kan skiftes ut.
- Produktet må ikke brukes hvis det på noen måte er skadet eller fungerer unormalt. Bruk det heller ikke dersom du har mistet det i gulvet. Produktet må ikke brukes hvis lyspanelet eller silikonoverflaten er sprukket, ødelagt eller fjernet.
- Stå eller sitt aldri på produktet.
- Plasser aldri produktet nær en varmekilde som f.eks. komfyr, varmeovn eller åpen ild.
- Produktet må ikke tildekkes ved bruk.
- Dekselet må ikke åpnes. Man må heller ikke reparere eller modifisere produktet.
- **Fare for øyenskader!** Se aldri direkte inn mot lyskilden.
- Produktet bør ikke brukes av personer som passer noen av de følgende beskrivelsene:
  - Silikonallergi
  - Hjertesykdom
  - Mental uhelse
  - Unormalt blodtrykk
  - Solskadet hud
  - Keloidarr
  - Overfølsomhet mot lys
  - Misfarging og kontakteksem
  - Infeksjonssykdommer
  - Immunologiske sykdommer
  - Diabetes
  - Melanom i ansiktet
  - Pasienter med unormal sårheling
  - Pasienter med maligne tumorer
  - Personer som tar medisiner, kreftpasienter (spesielt ved hudkreft) eller den som har fødselsmerker
  - Personer som har fått botoxinjeksjoner i ansiktet i løpet av de seneste tre månedene
  - Gravide eller ammende og andre følsomme personer
  - Pasienter med utvidede kapillarer forårsaket av langvarig bruk av steroidholdige medisiner eller på grunn av leverfunksjonssvikt
- Hvis det finnes permanente eller midlertidige fillere i bruksområdet, kontakt lege før bruk.
- Hvis du er under medisinsk behandling, kontakt legen din før bruk.
- Hvis brennende følelse eller annet ubehag oppstår under behandlingen, avbryt behandlingen umiddelbart.

Vedlikehold

Skyll børsten under rennende vann. Bruk aldri løsemidler, slipende rengjøringsmidler eller etsende kjemikalier. Vær forsiktig så du ikke skader lyspanelet eller silikonoverflaten.

Forenklet samsvarserklæring (EU) om Overenstemmelsen


Clas Ohlson AB erklærer herved at denne typen radioutstyr **HML-BS-WI6** er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten til EU-erklæringen om samsvar finnes på følgende nettadresse: www.clasohlson.com

Ver. 20260615

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00 kundesenter@clasohlson.no
www.clasohlson.no Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

CAPERE

Produktbeskrivelse



1. Lyspunkter
2. [O] På/Av/Valg av lysmodus
3. LED-indikator
4. USB-C-inngang
5. Ladestativ

Lading

Lad batteriet helt fullt før første gangs bruk.

1. Koble en USB-kabel til USB-C-inngangen (4) på ladestativet og deretter til en passende USB-lader.
2. LED-indikatoren (3) lyser rødt mens produktet lades. Når ladingen er fullført, lyser LED-indikatoren grønt.
3. Når produktet må lades, lyser LED-indikatoren (3) gult.

Fotosensitivitetstest

Obs! Før produktet brukes for første gang, bør du utføre en lysfølsomhetstest:

Plasser produktet på innsiden av underarmen og la det være på i 10 minutter. Hvis rødhet eller kløe oppstår, bør du unngå bruk da huden din sannsynligvis er ekstra sensitiv. Kontakt hudlege før videre bruk.

Bruk

1. Hold inne [O] (2) i 2 sekunder for å slå børsten på. Den starter med rødt lys.
2. Trykk gjentatte ganger på [O] for å velge modus i følgende rekkefølge: **Rødt lys (660 nm) → Blått lys (450 nm) → Lilla lys (660 + 450 nm) → Lilla lys med vibrasjon** ↩
3. Hold inne [O] i 2 sekunder for å slå børsten av.

Anbefalt eksponeringsplan

Påføringsmetode: Påfør silikonbørsteoverflaten direkte på det aktuelle hudområdet.

Maks. varighet per økt: Ikke overskrid 30 minutter per økt.

Daglig hyppighet: Dette produktet er utviklet for daglig pleie og kan brukes opptil 2 ganger per dag (f.eks. morgen- og kveldsrutiner).

Avfallshåndtering



Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

Spesifikasjoner

Input	5 V DC / 2 A
Frevensbånd	110.8-141,8 kHz
Maks. uteffekt	-13.9 dBua/m @10m
Ladeinngang	USB-C
Ladekabel	USB-C – USB-C (medfølger)
Batteri	2000 mAh Li-po
Ladetid	ca 4 timer
Batteritid	op til 2 timer
Kapslingsklasse	IP65
Bølgelengde	Rødt: 660 nm Blått: 450 nm Lilla: 660 nm + 450 nm
Mål	Børste: Ø 120 mm h: 28 mm Ladestativ: 86 × 85 × 73 mm
Vekt	Børste: 188 g Ladestativ: 57 g

Ver. 20260615

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00 kundesenter@clasohlson.no
www.clasohlson.no Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

CAPERE

Vartaloharja valoterapialla

Tuotenro 44-6904 Malli HML-BS-WI6

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Laitetta ei ole tarkoitettu tarkoitettu lääketieteelliseen käyttöön.
- Laite ei sovellu alle 12-vuotiaille lapsille.
- Tätä laitetta voivat käyttää 13 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietämystä, edellyttäen että heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- On ryhdyttävä asianmukaisiin varotoimiin käyttäjän suojelemiseksi näkyvän ja infrapunasäteilyn liiallisesta altistuksesta aiheutuvilta vaaroilta.
- Jos laitteen ensimmäisen käyttökerran jälkeen 48 tunnin kuluessa ilmenee odottamattomia sivuvaikutuksia, kuten kutinaa, on käännyttävä lääkärin puoleen ennen laitteen jatkokäyttöä.
- Tämä laite sisältää paristoja, jotka saa vaihtaa vain ammattitaitoinen henkilö.
- Tämä laite sisältää paristoja, joita ei voi vaihtaa.
- Älä käytä laitetta, jos se ei toimi oikealla tavalla tai jos se on vaurioitunut. Älä käytä laitetta myöskään silloin, jos se on pudonnut lattialle. Laitetta ei saa käyttää, jos valopaneeli tai silikonipinta on haljennut, rikkoutunut tai irronnut.
- Älä seiso tai istu laitteen päällä.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten lieden, kamiinan, uunin tai avotulen, lähelle.
- Älä peitä laitetta käytön aikana.
- Älä avaa laitteen koteloa tai korjaa tai muuta laitetta millään tavalla.
- **Silmävammavaara!** Älä katso suoraan lamppuun.
- Laitetta ei tulisi käyttää henkilöiden, joilla on joku seuraavista:
  - Silikoniallergia
  - Sydänsairaus
  - Psyykkinen sairaus
  - Epänormaali verenpaine
  - Auringon vaurioittama iho
  - Keloidi
  - Valoyliherkkyys
  - Värimuutokset ja kosketusihottuma
  - Infektiosairaudet
  - Immunologinen sairaus
  - Diabetes
  - Melanoosi kasvoissa
  - Potilaat, joilla on epänormaali haavan paraneminen
  - Potilaat, joilla on pahalaatuisia kasvaimia
  - Lääkkeitä käyttävät henkilöt, syöpäpotilaat, erityisesti ihosyöpä tai esisyöpäiset luomet
  - Henkilöt, jotka ovat saaneet botuliinitoksiinipistoksia kasvoihin viimeisen kolmen kuukauden aikana
  - Raskaana olevat naiset, imettävät naiset ja muut herkät henkilöt
  - Potilaat, joilla on kapillaareja pitkäaikaisen steroidihormonilääkkeiden käytön tai maksan toimintahäiriön seurauksena
- Jos käyttöalueella on pysyviä tai tilapäisiä täyteaineita, ota yhteyttä lääkäriin ennen käyttöä.
- Keskustele laitteen käytöstä lääkärin kanssa, jos olet sairaalahoidossa.
- Jos hoidon aikana ilmenee polttava tunne tai muuta epämukavuutta, keskeytä hoito välittömästi.

Hoito ja kunnossapito

Huuhtele harja juoksevan veden alla. Älä koskaan käytä liuottimia, hankaavia puhdistusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.
Ole varovainen, ettet vahingoita valopaneelia tai silikonipinta.


Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Clas Ohlson AB vakuuttaa täten, että tämä radiolaitetyyppi **HML-BS-WI6** täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kokonaisuudessaan on osoitteessa: www.clasohlson.com

Ver. 20260615

CAPERE

Tuotekuvaus



1. Valo
2. [O] Päällä/Pois/Valon tilan valinta
3. LED-ilmaisin
4. USB-C-liitäntä
5. Latausjalusta

Lataaminen

Lataa laitteen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Liitä USB-kaapeli latausjalustan USB-C-liitäntään (4) ja sopivaan USB-laturiin.
2. Aseta harja latausjalustalle.
3. LED-ilmasin (3) palaa punaisena latauksen aikana ja vihreänä, kun lataus on valmis.
4. Kun tuote tarvitsee latausta, LED-ilmasin (3) palaa keltainen.

Valoherkkyystesti

Huom.! Tee valoherkkyystesti ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

Aseta tuote kainalon sisäpuolelle ja pidä sitä 10 minuuttia. Jos ilmenee minkäänlaista punoitusta tai kutinaa, laitteen käyttöä ei suositella, sillä ihosi on todennäköisesti erityisen herkkä. Keskustele laitteen käytöstä lääkärin kanssa ennen laitteen käyttämistä uudelleen.

Käyttö

1. Käynnistä maski painamalla [O] (2) noin kolmen sekunnin ajan. Valo syttyy punaisella valolla.
2. Paina [O] useita kertoja valitaksesi toiminton seuraavassa järjestyksessä: **Punainen valo (660 nm) → Sininen valo (450 nm) → Violetti valo (660 + 450 nm) → Violetti valo ja tärinätoiminto** ↻
3. Pidä [O] (2) painettuna 2 sekunnin ajan sammuttaaksesi harjan.

Suositeltu altistumisaikataulu

Käyttötapa: Aseta silikoniharjan pinta suoraan kohdealueelle iholle.

Yhden käyttökerran enimmäiskesto: Älä ylitä 30 min. kerrallaan.

Päivittäinen käyttötiheys: Tämä tuote on tarkoitettu päivittäiseen hoitoon, ja sitä voidaan käyttää enintään 2 kertaa päivässä (esim. aamu- ja iltarutiinina).

Kierrättäminen



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

Tekniset tiedot

Tulo	5 V DC / 2 A
Taajuusalueet	110.8-141,8 kHz
Lähtöteho	-13.9 dBua/m @10m
Latausliitäntä	USB-C
Latauskaapeli	USB-C – USB-C (mukana)
Akku	2000 mAh Li-po
Latausaika	noin 4 tuntia
Akun kesto	enintään 2 tuntia
Suojausluokka	IP65
Aallonpituus	Punainen: 660 nm Sininen: 450 nm Violetta: 660 nm + 450 nm
Mitat	Harja: Ø 120 mm h: 28 mm Latausjalusta: 86 × 85 × 73 mm
Paino	Harja: 188 g Latausjalusta: 57 g

Ver. 20260615

Kropsbørste med lysterapi

Art.nr 44-6904 Model HML-BS-WI6

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice.

Sikkerhed

- Produktet er ikke beregnet til medicinsk behandling.
- Produktet må ikke anvendes af børn under 12 år.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 13 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller manglende erfaring og viden, forudsat at de har fået vejledning i sikker brug af produktet og forstår de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Der skal træffes passende forholdsregler for at beskytte brugeren mod farerne ved overdreven eksponering for synlig og infrarød stråling.
- Hvis der opstår uventede bivirkninger, såsom kløe, inden for 48 timer efter den første behandling med apparatet, bør der søges lægehjælp, inden yderligere eksponering finder sted.
- Dette produkt indeholder batterier, der kun må udskiftes af fagfolk.
- Dette produkt indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
- Anvend aldrig produktet, hvis det ikke fungerer normalt, eller hvis det er beskadiget på nogen måde. Anvend heller ikke produktet, hvis du har tabt det på gulvet. Produktet må ikke bruges, hvis lyspanelet eller silikoneoverfladen er revnet, brudt eller fjernet.
- Stå eller sid aldrig på produktet.
- Placer aldrig produktet tæt på en varmekilde, såsom et komfur, en brændeovn, en ovn, åben ild eller en anden varmekilde.
- Tildæk aldrig produktet under anvendelsen.
- Forsøg aldrig at åbne kabinettet eller reparere eller modificere produktet på nogen måde.
- **Risiko for øjenskader!** Se aldrig direkte ind i lyskilden.
- Produktet bør ikke anvendes af personer, der passer på nogen af følgende beskrivelser:
  - Silikoneallergi
  - Hjertesygdomme
  - Dårlig mental sundhed
  - Unormalt blodtryk
  - Solbeskadiget hud
  - Keloide ar
  - Overfølsomhed over for lys
  - Misfarvninger og kontakteksem
  - Infektionssygdomme
  - Immunologiske sygdomme
  - Diabetiker
  - Melanose i ansigtet
  - Patienter med unormal sårheling
  - Patienter med ondartede tumorer
  - Personer, der tager medicin, cancerpatienter, især hudcancer eller præcancerøse modermærker
  - Personer, der har fået injektioner af botulinumtoksin i ansigtet i løbet af de seneste tre måneder
  - Gravide, ammende og andre sårbare personer
  - Patienter med kapillærer som følge af langvarig anvendelse af steroidhormonmedicin eller pga. leverdysfunktion
- Hvis der findes permanente eller midlertidige fyldstoffer i anvendelsesområdet, skal en læge kontaktes før anvendelse.
- Hvis du er under hospitalsbehandling, skal du kontakte din læge inden brug.
- Hvis der opstår en brændende fornemmelse eller andet ubehag under behandlingen, skal behandlingen straks afsluttes.

Service og vedligeholdelse

Skyl børsten under rindende vand. Anvend aldrig opløsningsmiddel, slibende rengøringsmiddel eller ætsende kemikalier. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger lyspanelet eller silikoneoverfladen.


Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

Clas Ohlson AB erklærer hermed, at denne type radioudstyr **HML-BS-WI6** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende websted: www.clasohlson.com

Ver. 20260615

CAPERE

Produktbeskrivelse



1. Lyspunter
2. [O] Til/Fra/Valg af lystilstand
3. LED-indikator
4. USB-C-tilslutning
5. Opladningsstativ

Opladning

Oplad produktet helt inden første anvendelse.

1. Tilslut et USB-kabel til USB-C-indgangen på opladingsstativet (4) og derefter til en egnet USB-oplader.
2. Sæt børsten på opladingsstativet.
3. LED-indikatoren (3) lyser rødt, mens opladningen er i gang, og grønt, når opladningen er færdig.
4. Når produktet skal oplades, lyser LED-indikatoren (3) gult.

Fotosensitivitetstest

Obs! Inden produktet anvendes den første gang, bør der udføres en fotosensitivitetstest:

Placer produktet på den indvendige side af underarmen, og lad det være dér i 10 minutter. Hvis der opstår rødmen, kløe eller lignende, frarådes det at anvende produktet, da din hud formentlig er ekstra følsom. Kontakt en hudlæge, inden brugen fortsættes.

Anvendelse

1. Hold [O] (2) inde i 2 sekunder for at starte børsten. Den starter med rødt lys.
2. Tryk gentagne gange på [O] for at vælge funktion på følgende måde: **Rødt lys (660 nm) → Blåt lys (450 nm) → Lilla lys (660 + 450 nm) → Lilla lys med vibration** ↩
3. Hold [O] inde i 2 sekunder for at slukke børsten.

Anbefalet eksponeringsplan

Anvendelsesmetode: Anbring silikonebørsteoverfladen direkte på det pågældende hudområde.

Maks. sessionstid: Overskrid ikke 30 minutter pr. session.

Daglig hyppighed: Dette produkt er designet til daglig pleje og kan bruges op til 2 gange om dagen (f.eks. morgen- og aftenrutiner).

Affaldshåndtering



Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet genvindes, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.

Specifikationer

Indgang	5 V DC/2 A
Frevensbånd	110.8-141,8 kHz
Maks. udeffekt	-13.9 dBua/m @10m
Opladningsport	USB-C
Opladningskabel	USB-C – USB-C (medfølger)
Batteri	2000 mAh lithium-ion
Opladningstid	ca. 4 timer
Batteritid	op til 2 timer
Beskyttelsesklasse	IP65
Bølgelængde	Rødt: 660 nm Blåt: 450 nm Lilla: 660 nm + 450 nm
Mål	Børste: Ø 120 mm h: 28 mm Opladingsstativ: 86 × 85 × 73 mm
Vægt	Børste: 188 g Opladingsstativ: 57 g

Ver. 20260615

CAPERE